

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

## HUMIDIFICADOR DE USO ÚNICO

### MODELO

RESPIFLO

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** MEDTRONIC FRANCE SAS
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** 25XXX

### DESCRIÇÃO

Associado a um debitómetro ou a um concentrador, este dispositivo médico permite humidificar por borbulhagem o Oxigénio ou o Ar medicinal administrado ao paciente em caso de uma posologia longa e/ou de um alto débito.

#### Higiene otimizada

- Sistema de uso único, fechado, pré-enchido.
- Água destilada esterilizada por filtração.
- Acessórios de ligação esterilizado com Óxido de Estileno antes do acondicionamento.
- Sistema fechado - nenhum agente bacteriostático, nem conservador.

#### Utilização fácil

- Uso único pronto a usar que elimina os constrangimentos de limpeza e desinfecção.
- Um acessório de ligação permite a sua utilização no momento desejado.
- Disponível simples ou com acessório de ligação. Adaptável a qualquer tipo de debitómetro.
- Disponível em versão 9/16" ou 12 x 25.

#### Performance

- Microdifusor na base do frasco assegurando uma humidificação elevada.
- Excelente capacidade de volume de água proporcionando até 150 horas de humidificação a 3 L/min.





### CONFIGURAÇÃO

Volume útil do frasco: 500ml

Duração de Utilização: 248 horas a 1,5 L/min e 153 horas a 3 L/min

Disponível em versão: 12 x 125

**DIMENSÕES:** 190 mm x 125 mm x 90 mm

**PESO:** 586 g.

### GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA
168314	RESPIFLO 500 ML (x15 und)	O2	12X125	15

### ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA	REFº FT
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - PT
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - PT
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - PT
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - PT
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - PT