

CARROS E SUPORTE DE GARRAFAS

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS

- **FABRICANTE:** Vários
- **REF. FABRICANTE:** Várias

DESCRIÇÃO

Carros de transporte de garrafas: Utilizado para realização do transporte de garrafas de gases medicinais (de diversas capacidades) com total segurança na unidade hospitalar.

Suporte de garrafas: Permite que as garrafas fiquem imobilizadas, prevenindo quedas e possíveis acidentes.



1

Altura: 843 mm
Largura: 172 mm
Profundidade: 218 mm



2

Altura: 1000 mm
Largura: 340 mm
Profundidade: 330 mm



3

Altura: 1150 mm
Largura: 420 mm
Profundidade: 370 mm



4



5



6



7

Altura: 605 mm
Largura: 420 mm
Profundidade: 590 mm
Diâmetro: 147 mm
Peso vazio: 13 kg

Altura: 1088 mm
Largura: 525 mm
Profundidade: 920 mm

GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	TIPO GARRAFA	Nº GARRAFAS	LEGENDA
147465	CARRO GARRAFAS B2-B5 COM SOPORTE A CAMA	B2 , B5	1	1
132512	CARRO TRANSPORTE GARRAFAS B5	B2 , B5	1	2
176574	CARRO TRANSPORTE GARRAFAS B11,B15,B20,B50	B11 , B15 , B20 , B50	1	3
191822	CARRO CARRO TRANSPORTE GARRAFAS B20	B20	1	4
191823	CARRO CARRO TRANSPORTE GARRAFAS B50	B50	1	5
30397	ARMÁRIO 4 GARRAFAS 5L C/RODAS	B5	4	-
30396	ARMÁRIO 6 GARRAFAS 5L C/RODAS	B5	6	6
199252	Trolley CSH Guibaldiro	B5	12	7
Genérico	CARRO TRANSPORTE GARRAFAS B5- B10	B5;B10	1	-
Genérico	CARRO TRANSPORTE GARRAFAS B20	B20	1	-
Genérico	CARRO TRANSPORTE GARRAFAS B50	B50	1	-



8

Altura: 660 mm
Largura: 160 mm
Profundidade: 220 mm



9



10

Altura: 390 mm
Largura: 280 mm
Profundidade: 380 mm
Largura útil: 210 mm
com pequenas rodas



11

Altura: 660 mm
Largura: 160 mm
Profundidade: 220 mm



12

GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	TIPO GARRAFA	Nº GARRAFAS	LEGENDA
176572	SUPOORTE MURAL GARRAFAS B5	B5	1	8
42854	SUPOORTE GARRAFA B2	B2	1	9
42855	SUPOORTE GARRAFA B5	B5	1	9
42853	SUPOORTE GARRAFA B15	B15	1	9
168193	SUPOORTE GARRAFA B5-B20	B5 a B15	1	10
19176	SUPOORTE DE FIXAÇÃO DE 1 GARRAFA	B5 a B20	1	11
162192	SUPOORTE DE 1 GARRAFA COM CORRENTE	B5 a B20	1	-
191814	CARRO GIRATÓRIO BOTELLA B5	B5	1	-
191815	SUPOORTE DE GARRAFA PARA CADEIRA DE RODAS	B5	1	-
191816	SUPOORTE BASAL 1 GARRAFA LACADO	B5	1	-
191817	SUPOORTE BASAL 1 GARRAFA INOXIDÁVEL	B5	1	12
191818	SUPOORTE BASAL 2 GARRAFAS LACADO	B5	2	-
191819	SUPOORTE BASAL 2 GARRAFAS INOXIDÁVEL	B5	2	-
191820	SUPOORTE BASAL 3 GARRAFAS LACADO	B5	3	-
191821	SUPOORTE BASAL 3 GARRAFAS INOXIDÁVEL	B5	3	-