

KIT AQUÁTICO

MODELO

KIT AQUÁTICO

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017

DESCRIÇÃO

O kit médico de primeiros socorros para salvamento aquático é um dispositivo médico, que facilita a sua vida: é fácil de usar e inclui um serviço de manutenção abrangente. É um kit de primeiros socorros de emergência concebido para facilitar o trabalho dos profissionais de saúde em situações de emergência em ambientes aquáticos.

O kit aquático está equipado com a mochila aquática que é adequada para todas as intervenções num ambiente aquático (mar, piscinas,...) A mochila é feita de lona revestida com um fecho YKK especialmente concebido para evitar a corrosão.

CONFIGURAÇÃO

Guia de utilização.

Kit para criança:

- Máscara para criança de alta concentração;
- O insuflador manual para criança.

Kit para adultos:

- Máscara para adultos de alta concentração.
- Insuflador manual para adultos.

Kit instrumental:

- Pinça "tira-língua";
- Tubo "guedel" estéril (nº 1-2-3);
- Abre-boca
- Manta térmica.



GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
163360	KIT AQUÁTICO