

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017
- AFNOR NF-S 90-116
- EN ISO 9170-2

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS

- **FABRICANTE:** Vários
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** Várias

### DESCRIÇÃO

Os embutidores permitem utilizar o gás diretamente sob pressão e ligar a uma tomada de gás normalizada.



1



2



3



4



5

## GAMA DE PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO TOMADA	LIGAÇÃO MANGUEIRA	TIPO	FABRICANTE	LEGENDA
198715	EMBUTIDOR O2 AFNOR - CURVO	O2	AFNOR	Porta mangueira	Curvo	GASINOX	1
198716	EMBUTIDOR AR 4 AFNOR - CURVO	AR	AFNOR	Porta mangueira	Curvo	GASINOX	-
198717	EMBUTIDOR VC AFNOR - CURVO	VC	AFNOR	Porta mangueira	Curvo	GASINOX	-
198718	EMBUTIDOR O2 AFNOR - DIREITO	O2	AFNOR	Porta mangueira	Direito	GASINOX	-
198719	EMBUTIDOR AR 4 AFNOR - DIREITO	AR	AFNOR	Porta mangueira	Direito	GASINOX	-
198720	EMBUTIDOR VC AFNOR - DIREITO	VC	AFNOR	Porta mangueira	Direito	GASINOX	-
191868	EMBUTIDOR O2 AFNOR - CURVO	O2	AFNOR	Bloqueio mangueira	Curvo	ITC	-
191864	EMBUTIDOR AR 4 AFNOR - CURVO	AR	AFNOR	Bloqueio mangueira	Curvo	ITC	-
191866	EMBUTIDOR VC AFNOR - CURVO	VC	AFNOR	Bloqueio mangueira	Curvo	ITC	-
191886	EMBUTIDOR EGA	EGA	EN ISO 9170-2	Porta mangueira	Curvo	ITC	3
196045	EMBUTIDOR O2 AFNOR - CURVO	O2	AFNOR	Porta mangueira 5X11mm	Curvo	Flow Meter	4
196044	EMBUTIDOR AR AFNOR - CURVO	AR	AFNOR	Porta mangueira 5X11mm	Curvo	Flow Meter	4
196046	EMBUTIDOR VC AFNOR - CURVO	VC	AFNOR	Porta mangueira 6,3X13,5mm	Curvo	Flow Meter	4
206179	EMBUTIDOR CO2 AFNOR - CURVO	CO2	AFNOR	Porta mangueira 6mm	Curvo	Cahouet	-
160279	EMBUTIDOR O2 AFNOR - DIREITO	O2	AFNOR	1/8" M	Direito	Flow Meter	5
160281	EMBUTIDOR AR 4 AFNOR - DIREITO	AR	AFNOR	1/8" M	Direito	Flow Meter	5
160280	EMBUTIDOR VC AFNOR - DIREITO	VC	AFNOR	1/4" F	Direito	Flow Meter	5
68832	EMBUTIDOR VC AFNOR - DIREITO	VC	AFNOR	1/4" F	Direito	Flow Meter	5
70158	EMBUTIDOR SEGA CURVO	EGA	EN ISO 9170-2	Porta mangueira	Curvo	Flow Meter	3
6425	EMBUTIDOR AR AFNOR - DIREITO	AR	AFNOR	Porta mangueira 5X11mm	Direito	ALMS	-
6424	EMBUTIDOR N2O AFNOR - DIREITO	N2O	AFNOR	Porta mangueira 5X11mm	Direito	ALMS	-
131369	EMBUTIDOR AR 8 AFNOR - DIREITO	AR 8	AFNOR	Porta mangueira 5X11mm	Direito	ALMS	-
159497	EMBUTIDOR AR 8 AFNOR P/ PISTOLA DE AR	AR 8	AFNOR	-	Direito	LUSTIG & CIE	-
189538	EMBUTIDOR SEGA CURVO A 60° - MILS	EGA	EN ISO 9170-2	Porta mangueira	Curvo	MILS	3