

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

## MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017
- EN ISO 5359

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Vários
- **REF. FABRICANTE:** Várias

### DESCRIÇÃO

Destinada a ser utilizada com os seguintes gases medicinais: O<sub>2</sub>, Ar, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Vácuo e Exaustão de Gás Anestésico. Estas mangueiras são flexíveis e feitas de PVC (excepto silicone) pode ser utilizado na gama de pressão entre 300 kPa e 1400 kPa para gases medicinais comprimidos e entre 10 kPa e 100 kPa (pressão absoluta) para Vácuo e Exaustão.

Estão disponíveis tanto pré-montados com tomadas e/ou embutidores e em rolos de 25/50 metros.

### MATERIAIS E DIMENSÕES

EPDM Tubos de malha para gases medicinais: Ø 12,3x6,3 mm

Mangueira de EPDM blindada para vácuo: Ø 13,5x6,3 mm

Mangueira de silicone para aspiração: várias medidas



1



2

## GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO TOMADA	LIGAÇÃO MANGUEIRA	TIPO	FABRICANTE	LEGENDA
198721	MANGUEIRA EN-ISO 5359 (50 M)	O2	-	-	-	Gasinox	1
168387	MANGUEIRA ANTISTATICA 5x11,5MM (25M)	O2	-	-	-	Flow Meter	1
198722	MANGUEIRA EN-ISO 5359 (50 M)	AR	-	-	-	Gasinox	1
198723	MANGUEIRA EN-ISO 5359 (50 M)	VC	-	-	-	Gasinox	1
205208	MANGUEIRA EN-ISO 5359 (50 M)	N2O	-	-	-	Gasinox	1
205522	MANGUEIRA EN-ISO 5359 (25 M)	CO2	-	-	-	ITC	1
168339	TUBO CRISTAL FLEXÍVEL P/ OXIGENOTERAPIA - USO ÚNICO 3X5MM (100M)	O2	-	-	-	ALMS	-
168192	TUBO SILICONE P/ OXIGENOTERAPIA 6X12 MM (25 M)	O2	-	-	-	J H CONSEIL SARL	-
195168	TUBO SILICONE PARA ASPIRAÇÃO 8X12 MM (25M)	VC	-	-	-	MARTIN VECINO	-
168399	TUBO SILICONE PARA ASPIRAÇÃO 6x12 MM (25M)	VC	-	-	-	Flow Meter	-
168191	TUBO DE SILICONE 8X14 - VC (25M)	VC	-	-	-	J H CONSEIL SARL	-
168335	TUBO CRISTAL P/ ASPIRAÇÃO NAO AUTOCLAVÁVEL 6X12 - (50M)	VC	-	-	-	ALMS	-
196042	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 1,5M - AFNOR - O2	O2	AFNOR	COMPRIMENTO: 1,5M	Curvo	Flow Meter	-
115435	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 2,5M - AFNOR - O2	O2	AFNOR	COMPRIMENTO: 2,5M	Curvo	Flow Meter	2
115436	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 2,5M - AFNOR - AR	AR	AFNOR	COMPRIMENTO: 2,5M	Curvo	Flow Meter	2
196049	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 4,5M - AFNOR - AR	AR	AFNOR	COMPRIMENTO: 4,5M	Curvo	Flow Meter	-
205223	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 1,5 M - AFNOR - O2	O2	AFNOR	COMPRIMENTO: 1,5M	-	Gasinox	-
205224	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 3 M - AFNOR - O2	O2	AFNOR	COMPRIMENTO: 3M	-	Gasinox	-
205225	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 1,5 M - AFNOR - AR	AIRE	AFNOR	COMPRIMENTO: 1,5M	-	Gasinox	-
205226	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 3 M - AFNOR - AR	AIRE	AFNOR	COMPRIMENTO: 3M	-	Gasinox	-
205227	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 1,5 M - AFNOR - VC	VC	AFNOR	COMPRIMENTO: 1,5M	-	Gasinox	-
205228	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 3 M - AFNOR - VC	VC	AFNOR	COMPRIMENTO: 3M	-	Gasinox	-
205229	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 1,5 M - AFNOR - N2O	N2O	AFNOR	COMPRIMENTO: 1,5M	-	Gasinox	-
205230	CONJ. MANGUEIRA FLEXIVEL 3 M - AFNOR - N2O	N2O	AFNOR	COMPRIMENTO: 3M	-	Gasinox	-